

ACTIVE
LUXE

S · K · I · N

LED Light Therapy Face Mask

User Manual
Uporabniški priročnik
Korisnički priručnik



ACTIVE
LUXE
S · K · I · N

*LED
Light Therapy
Face Mask*





Product Description

The light energy rejuvenation beauty mask uses bioactive cold light, representing the latest in beauty technology. Operating at a very low temperature, it utilizes energy-efficient pure light and near-infrared light technology.


- Red light has a wavelength of 620-625nm, penetrates deep into the dermis, stimulating collagen and elastin production.
- Green light has a wavelength of 520-525nm, neutralizes the balance of water and oil ratio, soothing the skin.
- Blue light has a wavelength of 455-460nm, refreshes, activates, and tightens the skin.
- Yellow light is a dual frequency of red and green light; it improves oxygen exchange and brightens the skin tone.
- Purple light is a dual frequency of red and blue light, delivering the benefits of both.
- Cyan light gradually enhances cell energy and accelerates metabolism.
- Orange light helps to improve skin repair and pigmentation issues.
- Infrared red light has a wavelength of 850nm. Invisible to the eye, its wavelength is longer than red light and it can reach the deep skin.

Product Parameters

Product name	LED Light Therapy Face Mask
Product model	T70
Product size	About 321 × 215 × 5 mm
Charging specification	DC 5V / 1.0A
Power	About 3.7 W
Rated voltage	3.1V
Battery capacity	2200 mAh

Charging time	About 3 hours
Net weight	355 g

Product Structure




Key Functions

- To turn on the device, long press power key. The red light will be activated by default.
- Short press the power key to switch the nursing time; 5 minutes, 10 minutes, and 15 minutes; select as needed.
- When the device is on, short press the LED key to switch the light colors to red, green, blue, yellow, purple, cyan, and orange; select as needed.
- Short press the NIR key to turn NIR mode on and off.


Usage



1. Cleanse and dry your face.




2. Remove the light energy rejuvenation beauty mask and eye mask from the packaging. Ensure the light-emitting side of the mask faces downward, with the flat surface of the eye mask facing up and the protruding part facing down. Install it following the direction of the arrow.



3. Attach the magic tape on both sides of the mask.



4. Align the eye mask of the device with the eyes, adjust the tightness, paste and fix it with magic tape, focusing on comfort.



5. Connect the power cord of the device to the USB connecting port, long press the power key to turn it on, and select the nursing timing and light color as needed.



6. It can be used with skin care products or facial masks. Using light for irradiation, use the device for 15-30 minutes for optimal results.

Note

- It is recommended to enjoy the light rejuvenation beauty with your eyes closed during your treatment. Avoid reading, watching TV, using electronic devices, or looking directly at the light source.
- Clean the mask after use. Do not rinse it directly with water; wipe it with a damp cloth. The elastic band can be washed with water.
- Use different photon irradiation according to individual circumstances. Do not continuously switch between different light sources for irradiation at the same time.
- As the material of the mask is silicone, when opening the bag, it may have a smell. This is a normal phenomenon, and it will dissipate quickly.
- The mask has a circuit board and LED lights inside. Do not squeeze, hit, or press the mask heavily.
- After use, when on the bed before going to sleep, please put the mask back into the box. Do not leave it on the bed.
- Do not use corrosive liquids to wipe the device, such as alcohol, gasoline, nail remover, etc., as these may cause product failure, cracking, or discoloration of accessories.
- People with facial plastic surgery or subcutaneous metal implantation should not use the device. Pregnant women should use the device under the guidance of a doctor.
- Do not use this device if you are using medical electronic instruments such as a pacemaker, artificial heart-lung machine, electrocardiograph, infusion set, etc.
- Pregnant women or those who are in a physiological or breastfeeding period should not use it.
- People with heart disease or abnormal blood pressure should not use it.
- People with allergies, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive muscles, or delicate skin, should not use it.
- If you have been under hospital treatment recently or have a past medical history, please consult your doctor before use.
- This product is intended for facial and neck care only. Do not use it for other body parts or purposes.

Common Problems and Solutions

This chapter provides an overview of the problems that may be encountered when using this product and proposes solutions. If you are unable to solve any problems with the following information, please contact the customer service center in your country or region.

Questions	Possible cause	Solutions
Unable to power on	Low battery.	Try again after fully charging.
	USB power supply is not connected properly.	Check if the power supply is plugged in properly.
LED lights cannot be adjusted	USB interface is not fully connected.	Reconnect the USB interface.
	Product damage.	Please contact after-sales service.
Skin feels dry after use	Light energy might reduce skin moisture. This is normal.	Use with a facial mask or skincare products.
Unisatisfactory results	Insufficient sun protection before and after use.	If sun protection is insufficient, ultraviolet radiation can cause an anti-blackening phenomenon. Use adequate sun protection to avoid this.
For abnormal situations or unresolved issues, contact after-sales service in your language promptly. Keep the invoice and warranty card for future product maintenance.		

Opis izdelka

Maska za pomlajevanje s svetlobno energijo uporablja bioaktivno hladno svetlobo, najnovejšo tehnologijo na področju nege kože. Deluje pri zelo nizkih temperaturah, pri tem pa uporablja energetske učinkovito čisto svetlobo in tehnologijo bližnjega infrardečega sevanja.


- Rdeča svetloba z valovno dolžino 620–625 nm prodira globoko v dermis ter spodbuja nastajanje kolagena in elastina.
- Zelena svetloba z valovno dolžino 520–525 nm uravnava ravnovesje med vlago in maščobo v koži ter izenačuje ten.
- Modra svetloba z valovno dolžino 455–460 nm osvežuje kožo, jo revitalizira in učvrsti.
- Rumena svetloba predstavlja kombinacijo rdeče in zelene svetlobe, izboljšuje izmenjavo kisika in posvetli polt.
- Vijolična svetloba je kombinacija rdeče in modre svetlobe ter združuje učinke obeh valovnih dolžin.
- Cian svetloba postopoma povečuje celično energijo in pospešuje presnovo.
- Oranžna svetloba spodbuja regeneracijo kože in pomaga ublažiti težave s hiperpigmentacijo.
- Infrardeča rdeča svetloba z valovno dolžino 850 nm je nevidna s prostim očesom, ima daljšo valovno dolžino kot rdeča svetloba in prodira v globlje plasti kože.

Tehnične specifikacije izdelka

Naziv izdelka	LED maska s svetlobno terapijo
Model izdelka	T70
Dimenzije izdelka	Približno 321 × 215 × 5 mm
Specifikacije polnjenja	DC 5V / 1.0A
Moč	Približno 3.7 W

Obratovalna napetost	3.1V
Kapaciteta baterije	2200 mAh
Čas polnjenja	Približno 3 ure
Neto masa	355 g


Sestava izdelka




Funkcije tipk

- Za vklop naprave pritisnite in pridržite gumb za vklop. Ob tem se bo samodejno prižgala rdeča lučka. S kratkim pritiskom na gumb za vklop lahko nastavite trajanje tretmaja: 5 minut, 10 minut ali 15 minut. Izberite glede na potrebo.
- S kratkim pritiskom na LED-gumb med delovanjem naprave lahko spreminjate barve svetlobe: rdeča, zelena, modra, rumena, vijolična, cian in oranžna. Izberite glede na potrebo.
- S kratkim pritiskom na gumb NIR lahko vklopite ali izklopite infrardeči način delovanja.


Uporaba



1. Očistite obraz in kožo nežno osušite.




2. Iz embalaže vzemite masko za nego z uporabo svetlobne terapije ter masko za predel okoli oči. Stran maske, ki oddaja svetlobo, mora biti obrnjena navzdol, ravna površina maske za oči navzgor, izbočeni del pa navzdol. Namestite ju v skladu s smerjo puščice.



3. Na obeh straneh pritrdite ježke.



4. Poravnajte masko za oči s področjem okoli oči, prilagodite oprijem, pritrdite z ježkom in preverite udobje.



5. Napajalni kabel priključite v USB-priključek na maski. Za vklop naprave dalj časa pritisnite gumb za vklop, nato izberite zeleno trajanje tretmaja in barvo svetlobe.



6. Napravo je mogoče uporabljati skupaj z izdelki za nego kože ali obraznimi maskami. Za boljše rezultate se priporoča uporaba svetlobne terapije v trajanju približno 15 do 30 minut.

Opombe

- Med tretmajem se priporoča, da sproščeno uživate v svetlobni terapiji z zaprtimi očmi. Ne berite knjig, ne glejte televizije, ne brskajte po spletu in ne opravljajte drugih dejavnosti, ki zahtevajo dolgotrajno uporabo oči. Izogibajte se neposrednemu pogledu v vir svetlobe.
- Masko je treba po vsaki uporabi očistiti. Ne spirajte je neposredno pod vodo – obrišite jo z vlažno krpo. Elastični trak lahko operete z vodo.
- Vrsto svetlobne terapije (fotonskega sevanja) izberite glede na svoje potrebe. Med enim tretmajem se ne priporoča hitro in neprekinjeno preklapljanje med različnimi viri svetlobe.
- Ker je maska izdelana iz silikona, se lahko ob odprtju embalaže pojavi značilen vonj. To je povsem normalno in vonj bo kmalu izginil.
- Maska vsebuje elektronske komponente in LED-diode, zato je ne smete stiskati, udarjati ali močno pritiskati.
- Po uporabi, še posebej če ste jo uporabljali v postelji pred spanjem, jo shranite nazaj v škatlo. Ne puščajte je na postelji.
- Naprave ne čistite z agresivnimi ali jedkimi sredstvi, kot so alkohol, bencin, aceton ipd., saj to lahko povzroči okvaro, poškodbe površine ali spremembo barve dodatkov.
- Osebe, ki so prestale estetske posege na obrazu ali imajo kovinske vsadke pod kožo, naprave ne smejo uporabljati. Nosečnicam se priporoča uporaba le po predhodnem posvetu z zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte, če imate medicinske elektronske pripomočke, kot so srčni spodbujevalniki, umetni srčno-pljučni aparati, EKG-naprave, infuzijske črpalke ipd.
- Nosečnice, ženske med menstruacijo ali v obdobju dojenja ne bi smele uporabljati naprave.
- Osebe z boleznimi srca ali nepravilnim krvnim tlakom naprave ne smejo uporabljati.
- Osebe z alergijami, atopijskim dermatitisom, kožnimi boleznimi, občutljivo ali zelo tanko kožo naj prav tako ne uporabljajo naprave.
- Če ste bili pred kratkim hospitalizirani ali imate kakršnokoli zdravstveno anamnezo, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Ta naprava je namenjena izključno negi obraza in vratu. Ne uporabljajte je na drugih delih telesa ali v druge namene.

Pogoste težave in rešitve

To poglavje ponuja pregled morebitnih težav pri uporabi izdelka ter predlaga ustrezne rešitve. Če težave ne uspete odpraviti s pomočjo spodnjih informacij, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom v svoji državi ali regiji.

Vprašanje	Možen vzrok	Rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti.	Baterija je prazna.	Poskusite znova, ko bo baterija popolnoma napolnjena.
	USB-napajanje ni pravilno priključeno.	Preverite, ali je napajanje pravilno povezano.
LED-svetlobe ni mogoče nastaviti.	USB-vmesnik ni popolnoma povezan.	Ponovno priključite USB-vmesnik.
	Poškodba naprave.	Obrnite se na pooblaščen servis.
Po uporabi je koža suha.	Svetlobna energija lahko vpliva na vlago v koži, kar lahko povzroči občutek suhosti. To je normalen pojav.	Priporoča se uporaba v kombinaciji z obrazno masko ali negovalnimi izdelki za kožo.
Niste zadovoljni z doseženim učinkom.	Neustrezna zaščita pred soncem pred in po uporabi.	Če zaščita pred UV-sevanjem ni bila ustrezna, lahko pride do potemnitve kože.
Če se pojavijo neobičajne situacije ali okvare, ki jih ni mogoče odpraviti samostojno, se nemudoma obrnite na službo za pomoč uporabnikom v svojem jeziku. Račun in garancijsko kartico shranite za morebitne prihodnje servisne potrebe.		

Opis proizvoda

Maska za pomlađivanje pomoću svjetlosne energije koristi bioaktivno hladno svjetlo, najnoviju tehnologiju u području njege kože. Radi na vrlo niskim temperaturama, koristeći energetski učinkovito čisto svjetlo i tehnologiju blisko infracrvenog zračenja.


- Crveno svjetlo, valne duljine 620–625 nm, prodire duboko u dermis te potiče stvaranje kolagena i elastina.
- Zeleno svjetlo, valne duljine 520–525 nm, uravnotežuje omjer vode i masnoće u koži te umiruje ten.
- Plavo svjetlo, valne duljine 455–460 nm, osvježava kožu, revitalizira je i učvršćuje.
- Žuto svjetlo predstavlja kombinaciju crvenog i zelenog svjetla; poboljšava izmjenu kisika i posvjetljuje ten.
- Ljubičasto svjetlo je kombinacija crvenog i plavog svjetla, objedinjuje učinke obje valne duljine.
- Cijan svjetlo postupno povećava staničnu energiju i ubrzava metabolizam.
- Narančasto svjetlo pomaže regeneraciji kože i ublažava probleme s hiperpigmentacijom.
- Infracrveno crveno svjetlo, valne duljine 850 nm, nevidljivo je golom oku, ima veću valnu duljinu od crvenog svjetla te prodire u dublje slojeve kože.

Tehnički podaci proizvoda

Naziv proizvoda	LED Light Therapy Face Mask
Model proizvoda	T70
Dimenzije proizvoda	Približno 321 × 215 × 5 mm
Specifikacija punjenja	DC 5V / 1.0A
Snaga	Približno 3.7 W
Radni napon	3.1 V
Kapacitet baterije	2200 mAh

Vrijeme punjenja	Otprilike 3 sata
Neto masa	355 g


Struktura proizvoda




Funkcije tipki

- Za uključivanje uređaja pritisnite i zadržite tipku za uključivanje. Pritom će se automatski upaliti crveno svjetlo.
- Kratkim pritiskom na tipku za uključivanje mijenja se vrijeme tretmana: 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta. Odaberite prema potrebi.
- Kratkim pritiskom na LED tipku dok je uređaj uključen mijenjaju se boje svjetla: crvena, zelena, plava, žuta, ljubičasta, cijan i narančasta. Odaberite prema potrebi.
- Kratkim pritiskom na NIR tipku uključuje se ili isključuje infracrveni način rada.


Upotreba



1. Očistite lice i nježno osušite kožu.




2. Izvadite masku za uljepšavanje sa svjetlosnom terapijom i masku za oči. Strana maske koja emitira svjetlost treba biti okrenuta prema dolje, ravna površina maske za oči prema gore, a izbočeni dio prema dolje. Postavite ih u skladu sa smjerom strelice.



3. Zalijepite čičak trake s obje strane.



4. Poravnajte masku za oči s područjem oko očiju, prilagodite čvrstoću, zalijepite čičak trakom i provjerite udobnost.



5. Spojite kabel za napajanje na USB priključak maske. Dugo pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili uređaj, zatim odaberite željeno trajanje tretmana i boju svjetla.



6. Uređaj se može koristiti zajedno s proizvodima za njegu kože ili maskama za lice. Za bolje rezultate preporučuje se korištenje svjetlosne terapije u trajanju od otprilike 15 do 30 minuta.

Napomene

- Preporučuje se da tijekom tretmana opušteno uživate u svjetlosnoj terapiji zatvorenih očiju. Nemojte čitati knjige, gledati televiziju, surfati internetom ili obavljati druge aktivnosti koje zahtijevaju dugotrajnu upotrebu očiju te izbjegavajte izravan pogled u izvor svjetlosti.
- Masku je potrebno očistiti nakon svake uporabe. Nemojte je ispirati direktno pod vodom; prebrišite je vlažnom krpom. Elastičnu traku možete oprati vodom.
- Vrstu svjetlosne terapije (fotonskog zračenja) odaberite prema vlastitim potrebama. Ne preporučuje se brzo i neprekidno prebacivanje između različitih izvora svjetlosti tijekom jednog tretmana.
- Materijal maske je silikon, pa se nakon otvaranja pakiranja može osjetiti karakterističan miris. To je normalno i miris će ubrzo nestati.
- Maska sadrži elektroničke komponente i LED diode, stoga je ne smijete stiskati, udarati niti snažno pritiskati.
- Nakon korištenja, osobito ako ste je koristili u krevetu prije spavanja, spremite je natrag u kutiju. Nemojte je ostavljati na krevetu.
- Nemojte čistiti uređaj agresivnim ili korozivnim sredstvima poput alkohola, benzina, acetona i slično, jer to može uzrokovati kvar, oštećenje površine ili promjenu boje dodataka.
- Osobe koje su imale estetske zahvate na licu ili imaju metalne implantate ispod kože ne bi trebale koristiti ovaj uređaj. Trudnicama se preporučuje uporaba isključivo uz prethodno savjetovanje s liječnikom.
- Nemojte koristiti uređaj ako imate medicinske elektroničke uređaje poput pacemakera, umjetnih srčano-plućnih strojeva, EKG uređaja, infuzijskih pumpi i slično.
- Trudnice, žene u menstruaciji ili razdoblju dojenja ne bi trebale koristiti ovaj uređaj.
- Osobe s bolestima srca ili nepravilnim krvnim tlakom ne smiju ga koristiti.
- Osobe s alergijama, atopijskim dermatitisom, kožnim bolestima, osjetljivom ili izrazito tankom kožom također ne bi trebale koristiti uređaj.
- Ako ste nedavno bili na bolničkom liječenju ili imate bilo kakvu medicinsku povijest, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za njegu lica i vrata. Ne koristite ga na drugim dijelovima tijela niti u druge svrhe.

Česti problemi i rješenja

Ovo poglavlje daje pregled mogućih problema pri korištenju proizvoda te predlaže odgovarajuća rješenja. Ako pomoću donjih informacija ne uspijete riješiti problem, obratite se službi za korisnike u svojoj zemlji ili regiji.

Pitanje	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj se ne može uključiti	Baterija je prazna.	Pokušajte ponovno nakon što se baterija potpuno napuni.
	USB napajanje nije ispravno povezano.	Provjerite je li napajanje ispravno priključeno.
LED svjetla se ne mogu podešavati	USB sučelje nije potpuno povezano.	Ponovno spojite USB sučelje.
	Oštećenje uređaja.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Koža se nakon korištenja osjeća suho	Svjetlosna energija može djelovati na vlagu u koži, što može izazvati osjećaj suhoće. To je normalna pojava.	Preporučuje se korištenje u kombinaciji s maskom za lice ili proizvodima za njegu kože.
Niste zadovoljni postignutim učinkom	Nedovoljna zaštita od sunca prije i nakon korištenja.	Ako zaštita od UV zračenja nije bila odgovarajuća, može doći do potamnjenja kože.
Ako se pojave neuobičajene situacije ili kvarovi koje nije moguće samostalno riješiti, odmah se obratite službi za korisnike na svom jeziku. Sačuvajte račun i jamstvenu karticu za buduće servisne potrebe.		


ACTIVE
LUXE
S · K · I · N



LED
Light Therapy
Face Mask + Neck




Combination series




Product Presentation

Facial style 1




Face: 60 sets of luminous matrix x 240 beam light source (4 independent luminous chips built in each matrix chip)

Facial style 2




Face: 60 sets of luminous matrix x 240 beam light source (4 independent luminous chips built in each matrix chip)

Neck and Chest



Neck and Chest: 60 sets of luminous matrix x 240 beam light source (4 independent luminous chips built in each matrix chip)

Controller




Controller: 2 USB connections, Can handle both face and neck.

Operation explanation:

- Power-on button: Hold the button for 1-2 seconds to power on/off.
- Infrared control key: Turns the infrared light on/off. Can be used with any light mode.
- E Key (energy adjustment): Short press to switch between 3 energy output levels.
- M Key (light source selection): Short press to cycle through 4 different light modes.
- T + Key (time increase): Press to extend the lighting duration.
- T - Key (time decrease): Press to shorten the lighting duration.
- Available timer settings: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minutes (5 levels in total).

Photon Interpretation



Red light (630 nm): Anti-aging effect; promotes collagen production, reduces skin laxity, and improves elasticity.

Blue Light (460 nm): Antibacterial action against acne-causing bacteria; reduces inflammation and scarring, increases skin oxygenation, and enhances skin brightness.

Yellow Light (590 nm): Balances skin tone and texture; stimulates red blood cell activity to reduce redness and fine lines, helps fade acne marks, and supports skin stability.

Infrared Light (850 nm): Aids skin repair; accelerates metabolism, improves blood circulation, and increases skin hydration.

Mode are: Red light, 1,2,3

Blue light, 1,2,3 File


Yellow light, 1,2,3 File

Infrared light is independently controlled and can also be used with any kind of light.

Infrared Light: In each of the three modes (red, blue, or yellow light), the infrared light can be switched on or off using the NIR button. When the controller screen displays the NIR indicator, the infrared light is active.

Installation

1. Remove Dustproof film
2. Install Eyes protector
3. Install self-buckle strap
4. Connect power and controller




Wearing Diagram



After installing the photon device, adjust the strap buckle for comfort. Then connect it to the controller and switch on the photon light.

Before use, expose your face to the light for 1 minute to test for any discomfort. Begin with gear levels 1-2 to build skin tolerance, and select the energy level according to your skin's condition. Do not increase the time or frequency blindly; adjust the duration of light usage based on the actual condition of your skin. It is recommended to use this product 3-4 times per week, with each session lasting 15-25 minutes.

Charging Method



The screen indicator flashes while charging is in progress. The indicator turns off when charging is complete.

Charge the controller when it is not connected to the Photon device.

Matters Need Attention:


1. Use the product strictly according to the instructions. Do not operate it outside of the manual, as this may cause malfunction or accidents.
2. Do not use this product for purposes other than those indicated.
3. Pregnant or breastfeeding women, as well as children, must not use this product.
4. Users with physical, sensory, or mental disorders, or those undergoing treatment for dermatological conditions (such as lupus erythematosus, photosensitive eczema, or albinism), should not use this product unless under the supervision of a responsible specialist (e.g. a dermatologist).
5. Do not use this product if you have any light-sensitive disorders. Photophobia or photosensitivity may cause severe skin reactions.
6. Do not use on the same day as photosensitive skincare ingredients.
7. Protect your eyes by wearing the eye mask correctly. It is recommended to keep eyes closed during use. If you have a hereditary eye disease, do not use this product.
8. If you feel any discomfort while using the product, stop use immediately.
9. This product is not waterproof. Do not immerse it in water or use it if it has been exposed to water.
10. Keep out of reach of infants and children. Do not allow them to use this product.
11. Do not use the product if any parts are damaged.
12. This device is for personal daily use only. Do not disassemble, modify, or repair it without authorization.
13. Recommended usage: 3-4 times per week, 15-25 minutes per session.

Product Parameter

LED lamp beads


Product name	LED Facial Mask Instrument		
LED lamp bead	240	External box size	34x23x4.5 cm
Time timing	10/15/20/25/30 min	Net weight of products	0.32 kg
Service temperature	0-40 °C	Exchange	0.3A 50/60 Hz
Adapter input	100 -240 V	Adapter output	DC 5V 3000 mA
Four wavelenghts of light	Red light was 630nm, blue light 460nm, yellow light 590nm, and near-infrared light 850nm		
Individual product list	Mask instrument, controller, charging cable, instructions, fixed strap		

Kombinirana serija




Predstavitev izdelka

Stil obraza 1




Obraz: 60 kompletov svetlobne matrice x 240 virov svetlobnih žarkov (4 neodvisni svetleči čipi vgrajeni v vsak čip matrice)

Stil obraza 2



Obraz: 60 kompletov svetlobne matrice x 240 virov svetlobnih žarkov (4 neodvisni svetleči čipi vgrajeni v vsak čip matrice)

Vrat in dekolte



Vrat in dekolte: 60 kompletov svetlobne matrice x 240 virov svetlobnih žarkov (4 neodvisni svetleči čipi vgrajeni v vsak čip matrice)

Krmilnik




Krmilnik: 2 USB priključka, lahko upravlja tako za obraz kot za vrat.

Navodila za uporabo

- Tipka za infrardečo kontrolo: Vklopi/izklopi infrardečo svetlobo. Uporablja se lahko v katerem koli svetlobnem načinu delovanja.
- E tipka (nastavitev energije): S kratkim pritiskom se preklaplja med 3 stopnjami izhodne energije.
- M tipka (izbira vira svetlobe): S kratkim pritiskom ciklično prehaja skozi 4 načine vira svetlobe.
- T+ tipka (podaljšanje časa): Pritisnite za podaljšanje trajanja svetlobe.
- T- tipka (skrajšanje časa): Pritisnite za skrajšanje trajanja svetlobe.
- Razpoložljive nastavitve časovnika: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minut (skupaj 5 stopenj).

Interpretacija fotonov



Rdeča svetloba (630 nm): Deluje proti staranju; spodbuja tvorbo kolagena, zmanjšuje povešenost kože in izboljšuje njeno elastičnost.

Modra svetloba (460 nm): Deluje antibakterijsko proti bakterijam, ki povzročajo akne; zmanjšuje vnetja in brazgotine, povečuje oksigenacijo kože ter izboljšuje njen sijaj.

Rumena svetloba (590 nm): Poenoti ten in teksturo kože; spodbuja delovanje rdečih krvničk, zmanjšuje rdečico in drobne gube, pomaga ublažiti sledi aken ter ohranja stabilnost kože.

Infrardeča svetloba (850 nm): Pomaga pri regeneraciji kože; pospešuje metabolizem, izboljšuje prekrvavitev in povečuje vlažnost kože.

Načini delovanja so:

Rdeča svetloba, stopnje 1, 2, 3

Modra svetloba, stopnje 1, 2, 3


Rumena svetloba, stopnje 1, 2, 3

Infrardeča svetloba se upravlja neodvisno in se lahko uporablja skupaj s katero koli vrsto svetlobe.

Infrardeča svetloba: V vseh treh načinih delovanja (rdeča, modra ali rumena svetloba) se lahko infrardeča svetloba vklopi ali izklopi s pomočjo tipke NIR. Ko se na zaslonu krmilnika prikaže oznaka NIR, je infrardeča svetloba vključena.

Namestitev

1. Odstranite zaščitno folijo proti prahu
2. Namestite zaščito za oči
3. Pripnite pas z zaponko
4. Priključite napajanje in krmilnik




Prikaz nošenja



Ko namestite fotonsko napravo, prilagodite zaponko pasu v udoben položaj. Nato jo priključite na krmilnik in vklopite fotonsko svetlobo.

Pred uporabo osvetlite obraz za 1 minuto, da preverite, ali se pojavijo znaki nelagodja. Začnite s stopnjami 1–2, da zgradite toleranco kože, nato pa izberite raven energije glede na dejansko stanje kože. Ne povečujte naključno časa ali pogostosti uporabe; trajanje svetlobne terapije prilagodite potrebam kože. Priporoča se uporaba izdelka 3–4-krat na teden, pri čemer en tretma traja 15–25 minut.

Način polnjenja



Zaslonski kazalnik utripa med polnjenjem. Ko je polnjenje zaključeno, se kazalnik ugasne.

Polnite krmilnik, ko ni priključen na napravo Photo nics.

Pomembne opombe


1. Izdelek uporabljajte izključno v skladu z navodili. Ne uporabljajte ga na druge načine, saj lahko to povzroči okvaro ali nesrečo.
2. Izdelka ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni.
3. Nosečnice, doječe matere in otroci tega izdelka ne smejo uporabljati.
4. Osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ter tisti, ki se zdravijo zaradi dermatoloških bolezni (npr. lupus erythematosus, fotosenzitivni ekcem, albinizem), ne smejo uporabljati naprave brez nadzora odgovornega strokovnjaka (npr. dermatologa).
5. Če imate kakršno koli motnjo občutljivosti na svetlobo, izdelka ne uporabljajte. Fotosenzitivnost lahko povzroči resne kožne reakcije.
6. Izdelka ne uporabljajte istega dne, ko ste nanесли fotosenzitivne sestavine v negi kože.
7. Oči zaščitite s pravilno uporabo zaščitne maske. Priporočljivo je, da so oči med tretmajem zaprte. Če imate dedne bolezni oči, tega izdelka ne uporabljajte.
8. Če med uporabo občutite kakršno koli nelagodje, takoj prenehajte z uporabo.
9. Ta izdelek ni vodoodporen. Ne potaplajte ga v vodo in ga ne uporabljajte, če je prišel v stik z vodo.
10. Hranite izven dosega dojenčkov in otrok. Otroci tega izdelka ne smejo uporabljati.
11. Ne uporabljajte izdelka, če so kateri koli njegovi deli poškodovani.
12. Naprava je namenjena izključno za osebno vsakodnevno uporabo. Ne razstavljajte je, ne predelujte in je ne popravljajte brez pooblastila.
13. Priporočilo za uporabo: 3–4-krat tedensko, po 15–25 minut.

Tehnične specifikacije izdelka

LED diode


Naziv izdelka	LED maska za obraz		
LED svetleče diode	240	Dimenzije zunanje škatle	34x23x4.5 cm
Časovne nastavitve	10/15/20/25/30 min	Neto teža izdelka	0.32kg
Delovna temperatura	0-40 °C	Tok	0.3A 50/60 Hz
Vhod adapterja	100 -240 V	Izhod adapterja	DC 5V 3000 mA
Štiri valovne dolžine svetlobe	Rdeča svetloba – 630 nm, modra svetloba – 460 nm, rumena svetloba – 590 nm, bližnja infrardeča svetloba – 850 nm		
Posamezen seznam izdelka	Maska, krmilnik, polnilni kabel, navodila, pritrdilni pas		

Kombinirana serija




Prezentacija proizvoda

Stil lica 1




Lice: 60 setova svjetleće matrice x 240 izvora svjetlosnih zraka (4 neovisna svjetleća čipa ugrađena u svaki čip matrice)

Stil lica 2




Lice: 60 setova svjetleće matrice x 240 izvora svjetlosnih zraka (4 neovisna svjetleća čipa ugrađena u svaki čip matrice)

Vrat i dekolte



Vrat i dekolte: 60 setova svjetleće matrice x 240 izvora svjetlosnih zraka (4 neovisna svjetleća čipa ugrađena u svaki čip matrice)

Kontroler




Kontroler: 2 USB priključka, može upravljati i za lice i za vrat.

Upute za rad:

- Tipka za infracrvenu kontrolu: Uključuje/isključuje infracrveno svjetlo. Može se koristiti u bilo kojem svjetlosnom načinu rada.
- E tipka (podešavanje energije): Kratkim pritiskom mijenja se između 3 razine izlazne energije.
- M tipka (odabir izvora svjetla): Kratkim pritiskom ciklički se prelazi kroz 4 načina rada izvora svjetla.
- T+ tipka (produženje vremena): Pritisnite za produljenje trajanja svjetla.
- T- tipka (skraćivanje vremena): Pritisnite za skraćivanje trajanja svjetla.
- Dostupne postavke timera: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minuta (ukupno 5 razina).

Tumačenje fotona



Crveno svjetlo (630 nm): Djeluje protiv starenja; potiče proizvodnju kolagena, smanjuje opuštenost kože i poboljšava elastičnost.

Plavo svjetlo (460 nm): Djeluje antibakterijski protiv bakterija koje uzrokuju akne; smanjuje upalu i ožiljke, povećava oksigenaciju kože i poboljšava njezin sjaj.

Žuto svjetlo (590 nm): Ujednačava ten i teksturu kože; stimulira djelovanje crvenih krvnih stanica, smanjuje crvenilo i sitne bore, pomaže u ublažavanju tragova akni te održava stabilnost kože.

Infracrveno svjetlo (850 nm): Pomaže regeneraciji kože; ubrzava metabolizam, poboljšava cirkulaciju i povećava hidrataciju kože.

Načini rada su:

Crveno svjetlo, razine 1, 2, 3

Plavo svjetlo, razine 1, 2, 3


Žuto svjetlo, razine 1, 2, 3

Infracrveno svjetlo kontrolira se neovisno i može se koristiti uz bilo koju vrstu svjetla.

Infracrveno svjetlo: U sva tri načina rada (crveno, plavo ili žuto svjetlo), infracrveno svjetlo može se uključiti ili isključiti pomoću tipke NIR. Kada se na zaslonu kontrolera prikaže oznaka NIR, infracrveno svjetlo je uključeno.

Instalacija

1. Uklonite zaštitnu foliju protiv prašine
2. Postavite zaštitu za oči
3. Pričvrstite remen sa kopčom
4. Spojite napajanje i kontroler




Prikaz nošenja



Nakon što instalirate fotonski uređaj, podesite kopču remena u udoban položaj. Zatim ga spojite na kontroler i uključite fotonsko svjetlo.

Prije upotrebe izložite lice na svjetlu 1 minutu kako biste provjerili pojavljuju li se znakovi nelagode. Započnite s razinama 1-2 kako biste izgradili toleranciju kože, a razinu energije odaberite prema stvarnom stanju kože. Nemojte nasumično povećavati vrijeme ili učestalost korištenja; prilagodite trajanje svjetlosne terapije prema potrebama kože. Preporučuje se koristiti proizvod 3-4 puta tjedno, pri čemu jedno korištenje traje 15-25 minuta.

Način punjenja



Tijekom punjenja indikator na zaslonu treperi. Kada je punjenje završeno, indikator se gasi.

Kontroler napunite kada nije spojen na fotonski uređaj.

Važne napomene

1. Koristite proizvod isključivo u skladu s uputama. Nemojte ga koristiti izvan navedenih metoda, jer to može uzrokovati kvar ili nezgodu.
2. Ne koristite proizvod za svrhe osim onih koje su navedene.
3. Trudnice, dojilje i djeca ne smiju koristiti ovaj proizvod.
4. Osobe s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim poteškoćama, kao i oni koji se liječe od dermatoloških bolesti (npr. lupus erythematosus, fotosenzitivni ekcem, albinizam), ne smiju koristiti uređaj osim pod nadzorom odgovornog stručnjaka (npr. dermatologa).
5. Ako imate bilo kakav poremećaj osjetljivosti na svjetlo, nemojte koristiti ovaj proizvod. Fotosenzitivnost može izazvati ozbiljne reakcije na koži.
6. Ne koristite proizvod istoga dana kada ste primijenili fotosenzitivne sastojke u njezi kože.
7. Zaštitite oči pravilnim korištenjem zaštitne maske. Preporučuje se držati oči zatvorenima tijekom tretmana. Ako imate nasljedne bolesti oka, nemojte koristiti ovaj proizvod.
8. Ako tijekom uporabe osjetite bilo kakvu nelagodu, odmah prekinite s korištenjem.
9. Proizvod nije vodootporan. Nemojte ga uranjati u vodu niti koristiti ako je došao u kontakt s vodom.
10. Čuvajte izvan dohvata dojenčadi i djece. Djeca ne smiju koristiti ovaj proizvod.
11. Ne koristite proizvod ako su bilo koji njegovi dijelovi oštećeni.
12. Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu svakodnevnu upotrebu. Nemojte ga rastavljati, prepravljati ili popravljati bez ovlaštenja.
13. Preporuka za korištenje: 3-4 puta tjedno, po 15-25 minuta.

Tehničke specifikacije proizvoda

LED diode

Naziv proizvoda	LED maska za lice		
LED svjetlosne diode	240	Dimenzije vanjske kutije	34x23x4.5 cm
Vremensko podešavanje	10/15/20/25/30 min	Neto težina proizvoda	0.32 kg
Radna temperatura	0-40 °C	Struja	0.3A 50/60 Hz
Ulaz adaptera	100 -240 V	Izlaz adaptera	DC 5V 3000 mA
Četiri valne duljine svjetlosti	Crveno svjetlo – 630 nm, plavo svjetlo – 460 nm, žuto svjetlo – 590 nm, blisko infracrveno svjetlo – 850 nm		
Pojedinačna lista proizvoda	Maska, kontroler, kabel za punjenje, upute, remen za fiksiranje		

LET'S KEEP
GROWING
TOGETHER



C · O · S · M · E · T · I · C · S



Distributor / Distributer / Distributer:

Medilip d.o.o.

Prvomajska ul. 18a, Celje, Slovenia

www.activeluxe-cosmetics.com

EU standard: CE, FCC, RoHS Certification

